

テテオ あてて磨くだけ 電動仕上げブラシ 取扱説明書

品質保証書付



お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容に従って正しくお使いください。

■読み終えた取扱説明書は大切に保管してください。

■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

ご使用前に

- 歯の本数の目安1本～(月齢の目安 6カ月頃～)
- ※歯が生えていないお子さまには絶対に使用しないでください。

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- 本製品および各部品は、お子さまには絶対に与えないでください。口に入れたまま、遊んだり走ったりさせないでください。誤ってのどを突くなど重大な事故の原因となります。
- 「仕上げ用」として保護者のかたのみ、ご使用ください(お子さまがおひとりでみがくための電動歯ブラシではありません)
- 本製品および各部品は、必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。誤飲やお子さまがひとりで作動させようとした場合、ケガなどの思わぬ事故の原因となります。万が一、誤飲した場合はただちに本製品を持参し、医師に相談してください。
- 本体から煙が出たり、異臭、異音がある場合は、すぐに使用を中止して電池を取り出し、コンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 分解、修理、改造は行わないでください。発火したり、異常動作をしてケガをするおそれがあります。

注意

- 本製品は保護者のかたがお子さまに行う仕上げみがき用の電動歯ブラシです。目的以外の用途では使用しないでください。お口の中を傷つけるなどケガをするおそれがあります。
- 歯ぐきに仕上げ用ブラシを強くあてすぎないでください。歯ぐきを痛めるおそれがあります。
- 現在、歯科治療を受けているお子さま、歯および歯ぐきの病気にかかっているお子さまは、歯科医師にご相談のうえ、お使いください。歯や歯ぐきを痛めたり、悪化させるおそれがあります。
- 使用中に、お子さまが痛みを訴えたり、歯ぐきのはれたり、出血がとまらなかつたりなど違和感のある場合は、使用をすぐに中止して歯科医師に相談してください。
- 仕上げ用ブラシ部を強くかまないよう、お子さまにご指導ください。毛が抜けたり、折れたり、仕上げ用ブラシがはずれて、誤飲したり、口の中や、歯、歯ぐきを痛めるおそれがあります。
- LEDライトの光を目に向けたり、近づけたりしないでください。目を痛めるおそれがあります。
- 本体が異常に熱くなるのを感じたら、すぐに使用を中止して電池を取り出し、コンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 本体は水の中に落としたり、水の中に放置したりしないでください。液体が内部に入ると、故障の原因になります。
- 本製品および各部品が破損や故障したものは使用しないでください。


注意

- 本製品および各部品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品および各部品は火気の近くや車内など高温になる場所、直射日光のあたる場所、ほごりの多い場所、振動衝撃の受けやすい場所での放置や保管はしないでください。故障や変形の原因になります。
- 浴室など高温多湿な場所での使用・放置・保管はしないでください。故障の原因になります。
- 仕上げ用ブラシの取り付け、取りはずしは保護者のかたが行ってください。
- 使用する前に、仕上げ用ブラシが本体に確実に取り付けられていることをご確認ください。
- 電源スイッチを切ってから、本体にブラシキャップを装着してください。また、電源スイッチを入れたまま、放置しないでください。思わぬ事故や電池の消耗のおそれがあります。

※電池の使いかたを間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- +、- (プラス、マイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は電源スイッチを切ってください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池(充電式電池)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池)などは使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。

各部のなまえ



電池の入れかた


※電池が消耗すると、電源を入れた際、振動が弱くなったり、LEDライトの光が弱くなりますので、新しい電池と交換してください。

※電源が切れていることを確認してから、電池交換をしてください。


1. 電池ケースは本体の底面にあります。図のように本体を持ち、電池キャップを左へ回して取りはずします。



2. 図のように、新しい乾電池(単4形アルカリ乾電池1本)の+、-の向きを確認してセットしてください。




3. 電池キャップを元の位置にセットし、印が重なる位置まで右に回します。



ご使用方法

【仕上げ用ブラシを本体に取り付ける】

図のように仕上げ用ブラシと本体をあわせ、印が重なる位置まで仕上げ用ブラシを左に回します。最後までしっかり固定されていることを再度確認してください。




- 仕上げ用ブラシを取りはずすときは、上記の「取り付けかた」の逆の手順を行ってください。

【みがきかた】

1. ブラシの毛先に適量の歯みがきジェルなどをつけ、お子さまの口に入れてから電源スイッチを押してください。
※歯みがきジェルなどをつけなくてもご使用いただけます。LEDライトが点灯します。
2. もう1度電源スイッチを押すと振動がスタートします。
3. 保護者のかたが、仕上げ用ブラシの毛先をお子さまの歯に軽く押し当て、手みがきをするように小刻みに動かしてください。
※みがきかたのこつは、裏面の「仕上げみがきのワンポイントアドバイス」を参考にしてください。
4. 約2分間を目安として仕上げを行ってください。振動している間はLEDライトが点灯します。みがき残しがないかチェックしながら、行ってください。
5. 仕上げみがきが終わりましたら、電源スイッチを再度押し、OFFにしてから、お子さまのお口から、ブラシを出してください。
電源スイッチをOFFにすると、同時にLEDライトも消えます。
※オートOFF機能: LEDライトの点灯と振動は、それぞれスタートしてから約3分後に自動で電源OFFになります。

- 1回押す: ライト点灯
- 2回押す: ライト点灯+振動
- 3回押す: 電源OFF




- 歯みがきジェルなどを毛先につけ、お口に入れる前に電源スイッチをONにするとジェルなどが飛び散る可能性があります。
- 仕上げ用ブラシのプラスチック部分は、歯や歯ぐきに当たらないようにしてください。
- 電源スイッチがONのまま、振動しているブラシをお口から取り出すと液やジェルなどが飛び散る可能性があります。
- スイッチ部は爪でなく指の腹で押すようにしてください。ゴムがやぶれるおそれがあります。
- 研磨剤を含まない歯みがき剤を使用してください。

【ブラシキャップの取り付けかた】

キャップは本体の丸いラインに沿ってまっすぐに「カチッ」というまで押し込み取り付けてください。お出かけ時や保管時にはキャップを付けておくことより衛生的です。

- 取りはずすときは上記の「取り付けかた」の逆の手順を行ってください。




テテオ あてて磨くだけ電動仕上げブラシ

みがきやすさのポイント


15°ななめネック

ブラシ部は歯医者さんの治療器具と同じ15度の角度がついたネックとなっています。まっすぐなブラシは、歯ブラシの毛先を直視できません。ネックに角度がついてあることで、歯ブラシの先端と歯の位置関係が把握でき、虫歯になりやすい奥歯や前歯の裏側までみがきやすくなっています。また、前歯をみがく際に、ネック部がお子さまの唇にあたりにくくなっています。




山形カットブラシ

山形にカットされたブラシなので、歯のすき間や奥歯の噛み合わせ部の溝の汚れも効率よくかき出します。



LEDライト

電源スイッチを押すとまず、LEDライトが点灯します。お口の中を明るく照らすので、見えにくい奥歯や歯の裏側など、みがき残しがないかチェックしながら、仕上げみがきができます。※本体内部のLEDライトによりブラシ部全体が光ります。



電動仕上げみがきのワンポイントアドバイス

東京歯科大学 小児歯科専門医 米津卓郎先生



お子さんの歯みがきが「大変」と感じている声が多く聞かれます。虫歯にしてはいけないと思うあまり、嫌がるお子さんに長い時間、仕上げみがきをしていませんか？仕上げみがきのポイントをしっかりおさえて、手早く行いましょう。

またタブレットやジェルなどを併用しながら、歯みがきを楽しめる工夫もしていくとよいでしょう。

どんな姿勢がいいの？


イラストのように、保護者の足の間に寝かせるように頭をのせてみがくと、お子さんのちょっとした動きにも対応しやすいのでおすすめです。テテオ電動仕上げブラシは、LEDライトでお口の中を照らせるので、奥歯まで目で見てみがいてあげられます。



どんな持ちかたがいいの？


イラストのようにえんぴつ持ちがおすすめです。この持ちかたは、毛先に無理な力がかかりにくくお子さんの歯ぐきなどに適度にフィットします。

えんぴつ持ちは、この製品に限らず「テテオ はじめて歯みがき 仕上げみがき用」をお使いの場合もおすすめの持ちかたです。




どこが虫歯になりやすいの？

右の図の①や②のあたりが要注意ポイントです。汚れがたまりやすく、歯ブラシが届きにくい溝が多いからです。




①上前歯の歯間

15°ネックのまがり角度で毛先がしっかり届きます。



②奥歯

山形の毛先が溝にもしっかり入り込み、汚れを落としやすくなっています。




①・②

どちらも、細かい溝の汚れが落ちていないことが、虫歯の原因です。電動仕上げブラシの細かい振動アシストで、さらに毛先が溝に入りやすくなっています。

仕上げ用ブラシの動かしかた

すき間を中心に半分ずつ、小刻みに動かしながら1本分をみがきます。この時、歯と歯ぐきの間にもやさしくあててください。1カ所あたり3〜5秒程度を目安にみがきます。



歯の裏側はブラシをヨコではなくタテに動かします。最後に仕上げとして全体をみがきましょう。



※強くあててしまうと歯ぐきを痛めるおそれがあります。

仕上げみがきが終わったら

最後にお口をすすぎます。すすぎ・うがいがまだ上手にできないお子さまにも使えるジェルタイプもございます。仕上げみがきは、自分で上手にみがけるようになる7歳から8歳程度まで行ってあげるとよいでしょう。



お子さまが自分でブラシ形状のもので歯みがきトレーニングをはじめたら、保護者による仕上げみがき、そして歯みがきジェルやタブレットで上手にサポートしてあげましょう。お子さまが楽しく続けられるように、親子で一緒に丈夫な強い歯を作る習慣をはじめましょう。

【テテオの新習慣提案】

- テテオ 歯みがきサポート新習慣ジェル
- テテオ 乳歯期からお口の健康を考えた 口内バランスタブレット DC+

お手入れ方法と保管

【仕上げ用ブラシ、ブラシキャップ部】

- 本体から仕上げ用ブラシをはずします。仕上げ用ブラシについた歯みがきジェルなどを水またはぬるま湯で、よく洗浄した後、しっかりと水気を切り、十分乾燥させてください。とくに、本体との取り付け部に付着した汚れはよく洗い落としてください。ご使用中の歯磨き粉剤などが固まって、ブラシが取りはずしづらいときは、仕上げ用ブラシ部のみをぬるま湯にしばらくつけてから、取りはずしてください。
- ブラシキャップも水またはぬるま湯でよく洗浄し、内側を乾いた布でよく拭いた後、乾燥させた仕上げ用ブラシにかぶせてください。

【本体部】

- 本体が汚れた場合は、水をかけて洗ってください。
- お子さまの手の届かない清潔な風通しのよいところに保管してください。

注意

- 故障または変形によるケガをするおそれがあります。
- 本体は水の中に落としたり、水の中に放置したりしないでください。
 - 水洗いの際は、電池キャップを必ず取り付けてください。
 - 煮沸、熱湯、電子レンジ、薬剤による消毒または除菌は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
 - 仕上げ用ブラシとの取り付け部に汚れやほこりがたまっているときは、振動に影響しますので、定期的に乾いたやわらかい布や綿棒でやさしくふき取ってください。
 - 研磨剤入りのクリーナー、シンナー、ベンジンの使用は絶対に行わないでください。
 - 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所、火気の近く、振動衝撃の受けやすいところには保管しないでください。

主な材質と耐熱温度

本体・ブラシキャップの材質	ABS樹脂
スイッチの材質	熱可塑性エラストマー
柄の材質	飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂
毛の材質	ナイロン 飽和ポリエステル樹脂
毛の硬さ	やわらかめ
耐熱温度	仕上げ用ブラシ部：80℃

※煮沸、熱湯、電子レンジ、薬剤による消毒または除菌は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。

仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池1本(別売)
本体サイズ	18×20×170mm
振動数	音波振動 約6000回/分

替えブラシについて

- 仕上げ用ブラシは消耗品です。ブラシの毛先が開いたら取り替えます。
- 必ず別売のコンビ「テテオ 電動仕上げブラシ専用替えブラシ」をご使用ください。
- 磨耗したブラシを交換した後は必ず廃棄してください。誤飲やケガなどの思わぬ事故の原因となります。



品質保証書 コンビ テテオあてて磨くだけ電動仕上げブラシ

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
 - 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
 - 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
- (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
(b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
- (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (e) 本書のご提示がない場合。
 - (f) 一般家庭以外で、業務用などに使用された故障した場合。
 - (g) 有料修理の場合に必要な送料。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
 - 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お名前		お買い上げ日
お客様様	様	年 月 日
ご住所 〒	TEL	
販売店名	TEL	
住所		

修理メモ

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 須収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した前提条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

■ホームページ <http://www.combi.co.jp>
 ■オンラインショップ <http://shop.combi.co.jp>
 ■妊娠・出産製品情報サイト <http://www.combibaby.com>

製品に関するお問い合わせ、部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
 受付時間：9:30~17:00 (日祝日、年末年始を除く)
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ
 TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>